

# Especificaciones Técnicas

## Portada Agenda A5 -14.8x21 cm.

### MARGEN DE SEGURIDAD

Ubicar aquí dentro el texto e imágenes que quiera que no se guillotinen ni se taladren con la perforación para la encuadernación en espiral.

### LÍNEA DE CORTE Y PERFORACIÓN

Es por donde será guillotizada a tamaño final la agenda a tamaño 14.8x21 cm y perforado. Todo elemento que se encuentre en esta línea será guillotinado o perforado.

### SANGRADO

El fondo de la agenda debe llegar hasta esta línea negra. Es decir el fondo que está tocando la línea de corte, lo debes alargar 3mm por lado: arriba, abajo, derecha y izquierda, hasta llegar a la línea negra. De esta manera evitarás que al guillotinar queden filetes blancos. No será válido como sangrado un filete blanco alrededor.

**Tamaño de la agenda con sangrado:**

**15.4x21.6 cm.**

**Tamaño de la agenda:**

**14.8x21 cm.**

# Especificaciones Técnicas

## Contraportada Agenda A5 -14.8x21 cm.

### MARGEN DE SEGURIDAD

Ubicar aquí dentro el texto e imágenes que quiera que no se guillotinen ni se taladren con la perforación para la encuadernación en espiral.

### LÍNEA DE CORTE Y PERFORACIÓN

Es por donde será guillotizada a tamaño final la agenda a tamaño 14.8x21 cm y perforado. Todo elemento que se encuentre en esta línea será guillotinado o perforado.

### SANGRADO

El fondo de la agenda debe llegar hasta esta línea negra. Es decir el fondo que está tocando la línea de corte, lo debes alargar 3mm por lado: arriba, abajo, derecha y izquierda, hasta llegar a la línea negra. De esta manera evitarás que al guillotinar queden filetes blancos. No será válido como sangrado un filete blanco alrededor.

**Tamaño de la agenda con sangrado:**

**15.4x21.6 cm.**

**Tamaño de la agenda:**

**14.8x21 cm.**